




Szelki Pełne Plus 25010

Szelki Pełne Plus 25010

Specyfikacja

Materiał: Poliester
 Krawędzie: Poliester
 Maks. obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach



Rozmiar	Kolor	A	B	C
S Mały	Czerwony	28	84	88
M Średni	Żółty	33	91	94
L Duży	Zielony	38	97	99
XL Bardzo duży	Niebieski	44	104	105



Szelki Human Care Pełne Plus 25010 przeznaczone są dla osób, które muszą mieć podparte całe ciało. Osoba umieszczona w szelkach jest w pozycji leżąco siedzącej, skutkiem czego ciężar jest redukowany przez nogi. Symbol Plus oznacza, że podparcie szyi jest wzmocnione, co zapewnia doskonałą ochronę dla głowy i szyi.

25010 zostały zaprojektowane dla dwupunktowego oraz trójpunktowego sposobu zawieszania.


WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.



REHA Błoch • ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań • tel/fax: 61 842 35 46
 e-mail: biuro@rehabloch.pl • www.rehabloch.pl

Zakładanie szelek w pozycji leżącej




Jeżeli istnieje taka możliwość, to ustaw łóżko w pozycji nachylonej. Następnie ściągnij szelki za plecy w dół do kości ogonowej. Zwróć uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz).

Alternatywa: Pacjenta połóż na boku. Środek szelki umieść w linii kręgosłupa. Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki.

Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz obydwie paski części nożnych na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski tylnej części szelki na tylnych hakach. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszania. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają wtedy skrzyżowane.




Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

Wznów podnoszenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuść łóżko. Upewnij się, że nogi pacjenta nie wyslizgują się.

Podczas przemieszczania obejmij pacjenta tak, aby czuł się bezpiecznie.


Zakładanie szelki w pozycji siedzącej



Umieść szelki za plecami pacjenta. Zwróć uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Dolny koniec szelki powinien być umieszczony przy kości ogonowej.

Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz obydwie paski części nożnych na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski tylnej części szelki na tylnych hakach. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszania. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają wtedy skrzyżowane.



Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

Wznów podnoszenie. Podczas przemieszczania obejmij pacjenta tak, aby czuł się bezpiecznie.