


Szelki Pełne 25000**Specyfikacja**

Materiał: Poliester
 Krawędzie: Poliester
 Maks. obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach

Szelki Pełne 25005**Specyfikacja**

Materiał: Siatka Poliestrowa
 Krawędzie: Poliester
 Maks. obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach



Rozmiar	Kolor	A	B	C
S Mały	Czerwony	28	66	88
M Średni	Żółty	31	79	94
L Duży	Zielony	35	92	99
XL Bardzo duży	Niebieski	38	106	104



Szelki Pełne 25000

Szelki Pełne 25005





Szelki Human Care Pełne 25000 oraz 25005 są przeznaczone dla osób, które muszą mieć podparte całe ciało. Osoba umieszczona w szelkach jest w pozycji leżąco siedzącej, skutkiem czego ciężar jest redukowany przez nogi.

25000 oraz 25005 zostały zaprojektowane dla dwupunktowego oraz trójpunktowego systemu zawieszenia.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.

Zakładanie szelek w pozycji leżącej




1. Pacjenta połóż na boku. Środek szelek umieść w linii kręgosłupa. Zwróć uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Dolny koniec szelek powinien być umieszczony przy kości ogonowej. Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki. Połóż pacjenta na plecach.


Jeżeli łóżko ma regulacje oparcia, to ustaw je w pozycji nachylonej.

2. Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz obydwa paski części nożnych na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski tylnej części szelek na tylnych hakach. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają wtedy skrzyżowane.



3. Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.



4. Wznów podnoszenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuść łóżko. Upewnij się, że nogi pacjenta nie wyslizgują się.

Podczas przemieszczania obejmij pacjenta tak, aby czuł się bezpiecznie.

Zakładanie szelek w pozycji siedzącej



1. Umieść szelki za plecami pacjenta. Zwróć uwagę na metkę, która umieszczona jest na szelkach (powinna być na zewnątrz). Dolny koniec szelek powinien być umieszczony przy kości ogonowej.

2. Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz obydwa paski części nożnych na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski tylnej części szelek na tylnych hakach. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają wtedy skrzyżowane.



3. Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.



4. Wznów podnoszenie. Podczas przemieszczania należy objąć pacjenta, aby czuł się bezpiecznie.